

CM0655 Legionella CYE Agar Base

관련제품

제품번호	제품명	구성
CM0989B	Modified Tryptone Soya Broth (mTSB)	500 gram for 15.2L medium
SR0181E	Novobiocin Supplement	10 vials for 5L medium

사용목적(Use)

임상 및 환경검체에서 Legionellaceae 를 분리하는데 사용.

조성(Typical Formulation)*

CM0655 : Legionella BCYE Growth Supplement SR0110 과 함께 사용했을 때 Legionellaceae 의 분리 사용될 수 있는 Charcoal Yeast Extract Agar(Edelstein BYCE Agar)이다.

구성 성분	gm/litre
Activated charcoal	2.0
Yeast extract	10.0
Agar	13.0

SR0110 : Legionella BCYE Growth Supplement

바이알 내용물	SR0110A (배지 100ml 당 1 vial 사용)	SR0110C (배지 500ml 당 1 vial 사용)	리터 당 공급
Buffer/Potassium hydroxide	1.0g	5.0g	10g
Ferric pyrophosphate	0.025g	0.125g	0.25g
L-cysteine HCl	0.04g	0.2g	0.4g
a-Ketoglutarate	0.1g	0.5g	1.0g
-			

SR0175 : Legionella BCYE Growth Supplement without L-cysteine

바이알 내용물	SR0175A (배지 100ml 당 1 vial 사용)	리터 당 공급
Buffer/Potassium hydroxide	1.0g	10g
Ferric pyrophosphate	0.025g	0.25g
L-cysteine HCl	Nil	Nil
a-Ketoglutarate	0.1g	1.0g
-		

SR0111 : Legionella BMPA α Selective Supplement

바이알 내용물	SR0111E (배지 100ml 당 1 vial 사용)	SR0111B (배지 500ml 당 1 vial 사용)	리터 당 공급
Cefamandole	0.4mg	2.0mg	4.0mg
Polymyxin B	8,000IU	40,000IU	80,000IU
Anisomycin	8mg	40mg	80mg
-			

SR0118 : Legionella MWY Selective Supplement

바이알 내용물	SR0118E (배지 100ml 당 1 vial 사용)	SR0118B (배지 500ml 당 1 vial 사용)	리터 당 공급
Glycine	0.3g	1.5g	3.0g
Polymyxin	5,000IU	25,000IU	50,000IU
Vancomycin	100µg	500µg	1.0mg
Bromothymol blue	1.0mg	5.0mg	10mg
Bromocresol purple	1.0mg	5.0mg	10mg
-			

조제 (Directions)

BCYE Agar 조제

2.5g의 CM0655 를 90ml의 정제수에 현탁하고 천천히 끓여서 완전히 녹인다. 121°C, 15 분간 고압증기멸균한다. 50°C 로 식힌 후 재구성한 SR0110A 1 바이알을 첨가한다. 잘 혼합한 후 멸균된 페트리접시에 붓는다. 배지의 최종 pH 는 6.9 +/- 0.2 이다.

BCYE without L-cysteine Agar 조제

2.5g의 CM0655 를 90ml의 정제수에 현탁하고 천천히 끓여서 완전히 녹인다. 121°C, 15 분간 고압증기멸균한다. 50°C 로 식힌 후 재구성한 1 바이알의 SR0175A 를 첨가한다. 잘 혼합한 후 멸균된 페트리접시에 붓는다. 배지의 최종 pH 는 6.9 +/- 0.2 이다.

BMPAα Legionella Selective Media 조제

2.5g의 CM0655 를 90ml의 정제수에 현탁하고 천천히 끓여서 완전히 녹인다. 121°C, 15 분간 고압증기멸균한다. 50°C 로 식힌 후 각각 재구성한 1 바이알의 SR0110A 과 1 바이알의 SR0111E 을 첨가한다. 잘 혼합한 후 멸균된 페트리접시에 붓는다. 배지의 최종 pH 는 6.9 +/- 0.2 이다.

MWY Legionella Selective Media 조제

2.5g의 CM0655 를 90ml의 정제수에 현탁하고 천천히 끓여서 완전히 녹인다. 121°C, 15 분간 고압증기멸균한다. 50°C 로 식힌 후 각각 재구성한 1 바이알의 SR0110A 과 1 바이알의 SR0118E 을 첨가한다. 잘 혼합한 후

멸균된 페트리접시에 붓는다. 배지의 최종 pH는 6.9 +/- 0.2 이다.

설명(Description)

미국 재향군인회 질병(Legionnaires' disease)의 원인 생물의 발견은 Fallon 에 의해 리뷰되었다¹. 그 이후 임상 검체에서 해당 미생물의 배양이 이루어졌고 환경 검체로부터 Legionella 종의 계수가 이루어져 진전이 있었다. Feeley 등²은 F-G Agar³의 변형 배지를 서술하였는데 여기에는 단백질원으로서 산가수분해 카제인을 효모 추출물로 대체하였고 전분을 최종 농도 0.2%(w/v)의 활성 차콜(Norit A)로 대체하였다. 그들이 CYE Agar²라고 명명한 이 배지는 ACES Buffer와 a-ketoglutarate가 추가로 첨가되었으며 문헌에는 BCYE-a 배지로 설명되어 있다⁴. BCYE-a 배지는 환경 검체 및 임상 검체로부터 보다 짧은 배양 시간으로 Legionellaceae의 최적의 회복을 보여주었다⁵.

Oxoid BCYE 배지는 Edelstein⁴의 조성에 기반하며 Legionella CYE Agar Base (CM0655) 및 Legionella BCYE Growth Supplement (SR0110)을 이용하여 제조된다. 멸균상태의 동결 건조된 첨가제는 ACES Buffer/potassium hydroxide, a-ketoglutarate, ferric pyrophosphate, 그리고 L-cysteine HCl을 포함한다. CYE Agar Base에 이 첨가제를 넣으면 배지의 pH는 6.9±2로 안정화되며 필수 성장 인자들을 제공하게 된다.

이 배지는 다음의 첨가제가 추가될 수 있다:

Legionella BMPA Selective Supplement(SR0111)을 넣어 Legionella BMPA Selective Agar를 만들 수 있다.

Legionella GVPC Selective Supplement(SR0152)을 넣어 Legionella GVPC Selective Agar를 만들 수 있다.

Legionella GVPN Selective Supplement(SR0215)을 넣어 Legionella GVPN Selective Agar를 만들 수 있다.

Legionella MWY Selective Supplement(SR0118)을 넣어 Legionella MWY Selective Agar를 만들 수 있다.

또한, L-cysteine이 없는 배지를 CM0655에 BCYE Growth Supplement (SR0175)를 첨가하여 만들 수 있다.

Legionellaceae는 L-cysteine에 대한 절대적 영양 요구성을 가진다. Legionella spp.로 의심되는 집락을 L-cysteine이 든 BCYE 배지 (CM0655 + SR0110)와 L-cysteine이 없는 BCYE 배지 (CM0655 + SR0175) 모두에 계대배양하여 확인할 수 있다. 모든 평판을 35°C에서 배양한다. L-cysteine이 없는 BCYE 배지에서는 자라지 않고, L-cysteine이 든 BCYE 배지에서 자란 집락은 추정적 Legionella spp.로서 간주될 수 있다.

배지	Legionella pneumophila ATCC® 33152 *	Escherichia coli ATCC® 25922 *
CM0655 + SR0175	-	+
CM0655 + SR0110	+	+

* Culti-Loop®로 판매되고 있음

사용방법(Technique)

Legionella species 특징 (Renner & Tseng¹⁰ 자료 인용)

특징	L. pneumophila	L. bozemanii	L. dumoffii	L. micdadei	L. gormanii	L. longbeachae	L. jordanis
Pirmay isolation on:							
BCYE Agar	+	+	+	+	+	+	+
Blood Agar	-	-	-	-	-	-	-
Colony color on dye containing medium	White green	Blue grey	green	green	green	White green	White green
Gram reaction	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
Acidfast tissue	-	-	-	-	-	-	-
Flagella	+	+	+	+	+	+	+
Oxidase	+	-	-	+	-	+	+
Catalase	+	+	+	+	+	+	+
Beta-lactamase	+	+	+	-	+	+	+

BMPA Legionella Selective Media는 Edelstein⁴이 오염된 임상 및 환경 검체에서 Legionella pneumophila의 분리에 권고한 배지이다.

MWY 배지는 Edelstein이 Wadowsky and Yee Medium⁷을 변형한 배지⁸로서 식수에서 Legionella pneumophila를 분리하는데 최선의 배지로 고려된다. 환경 검체는 acid buffer(pH 2.2)¹¹로 전처리하거나 열처리¹²한 후 plate에 접종한다. 이 배지는 임상검체 시험에서도 성공적으로 사용되는 것으로 보고되었다⁵.

GVPC 배지는 Dennis 등의 조성에 기반하며 다음의 사용법을 따른다:

임상검체

레지오넬라병이 임상적으로 의심되는 환자에서 Legionella spp.를 분리하기 위해서는 lung tissue나 bronchial aspirate에 대한 검사가 성공적이다.

1. 멸균 정제수에 환자의 검체를 균질화 한다.
2. 형광항체법(FA)을 이용하여 Legionella를, 기타 세균은 그람염색을 이용하여 현미경적으로 검사한다.
3. 기타 미생물은 없으면서 FA-양성인 것을 BCYE 배지 평판상에 접종한다. 그람 염색으로 기타 미생물이 검출되는 FA-양성 및 FA-음성 검체는 선택배지인 BMPA에 접종한다.
4. 35°C 상대습도 90%에서 배양한다.
5. 성장은 2-3일만에 일반적으로 나타나지만 14일동안 매일 관찰을 지속하고 이후에 평판을 폐기한다.

환경검체

1. 농축된 검체 10ml을 취해서 2,500rpm에서 20분간 원심분리한다.(밀봉된 버킷 사용)
2. 상층액을 제거하고 약 1ml의 액체를 남긴다. 침전물과 남은 액체를 혼합하여 접종물로 사용한다.

- 0.1ml 을 취해서 멸균 스프레드로 BCYE with selective agents 배지 및 BCYE without selective agents 배지에 접종한다.
- 9ml 의 HCl-KCl 버퍼(pH2.2)를 첨가하고 잘 혼합한 후 5 분간 방치한다. (HCl-KCl 버퍼는 3.9ml 의 0.2M HCl 과 25ml 의 0.2M KCl 을 혼합하고 pH2.2 가 되도록 1M KOH 로 조절하여 조절한다).

산처리외의 다른 방법으로는 10ml 의 농축 검체를 50°C 수조에서 30 분간 열처리해준다.

주의! 산처리된 검체와 열처리된 검체는 서로 혼합하지 말 것

- 0.1ml 을 취해서 멸균 스프레드로 BCYE 배지에 접종한다.
- 35°C 에서 평판을 배양하고 최대 7 일까지 매일 관찰한다. *Legionella* 로 의심되는 집락들을 취해서 5%양혈액이 든 Tryptose Soya Agar 와 BCYE agar 에 계대배양한다. BCYE agar 에서는 성장하지만 TSA blood agar 에는 성장하지 않으면서 특징적인 성상의 집락을 보이는 것은 *Legionella* 로 추정된다. 생화학적 및 혈청학적 시험을 실시하여 확정한다¹². 제공되는 배지는 *Legionella* 종에 대해서 완전히 선택적이지는 않기 때문에 다음의 기준을 적용하여 평판을 검사하길 권장한다⁸:
 - 해부현미경으로 관찰했을 때 집락은 반드시 특징적인 색상, 크기, 모양을 가지고 있어야 한다.
 - 분리된 균은 blood agar 나 BCYE agar without L-cysteine 에서 성장하지 않아야 한다.
 - 특징적이 그람 성상을 보여주어야 한다.

Legionella spp.는 다양한 배지상의 성장 성상 또는 생화학적 시험을 통해서 단독적으로 동정될 수 없기 때문에 DNA 상동성, 세포의 지방산, 그리고 혈청학검사를 이용한 추가 시험이 반드시 이루어져야 한다.

CYE/BCYE 배지에서 35°C, 2-3 일간 배양한 후 집락 성상

Legionella pneumophila : diameter 1-2 mm (increase in size on further incubation). White, glistening, circular, smooth, raised with an entire edge.

Legionella gormanii: diameter 1-2 mm. Buff-white or cream, slight raised, mucoid.

Other legionellae: (*Legionella micdadei*, *Legionella bozemanii*, *Legionella dumoffii*, *Legionella longbeachae* and *Legionella jordanis*) - indistinguishable from *Legionella pneumophila*.

최초 분리 후 그람 성상

Gram-negative, short, pleomorphic rods 1 mm long.

Legionellae 는 safranin 및 basic fuchsin 에 저항성이기 때문에 Carbol-fuchsin 을 legionellae 의 Gram films 에서 대조시약으로 사용해야 한다.

저장 조건 및 유효기간(Storage conditions and Shelf life)

분말배지 : 10~30°C 에서 보관. 라벨에 표시된 유효기한 전까지 사용
조제배지 : 2~8°C 에 차광 보관 한다.

성상 (Appearance)

분말배지 : 검정색의 유동성 분말

조제배지 : 검정색의 젤

품질관리(Quality Control)

비선택배지

양성대조군	예상 결과
<i>Legionella pneumophila</i> ATCC® 33152*	좋은 성장; 회색/흰색 집락
<i>Legionella pneumophila</i> NCTC 12821	좋은 성장; 회색/흰색 집락
음성대조군	예상 결과
무 접종 배지	변화 없음
* Culti-Loop®로 판매되고 있음	

선택배지

양성대조군	예상 결과
<i>Legionella pneumophila</i> ATCC® 33152*	좋은 성장; 회색/흰색-푸른색이 감도는 집락
<i>Legionella pneumophila</i> NCTC 12821	좋은 성장; 회색/흰색-푸른색이 감도는 집락
음성대조군	예상 결과
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC® 12228*	억제됨
* Culti-Loop®로 판매되고 있음	

주의사항(Precautions)

- Legionella* spp.는 흡입시 고도의 병원성 미생물이다. 에어로졸 생성을 피하고 균이 포함된 액체 또는 현탁액은 보호 캐비닛에서 다루어야 한다. 오염된 작업 표면은 5% hypochlorite 로 소독한다. 폐기전에 모든 재료는 멸균해야 한다.
- 35°C 의 65%습도에서 최대 10 일간 배양한다.
- BCYE 에서 배양은 CO₂가 필요없으나 기타 배지 및 물 검체는 2.5%의 CO₂가 필요하다^{7,13}.
- Legionella* 배지는 물론 혈액배지에서도 성장하는 미생물은 *legionellae*가 아니다. 일부 호열성 포자 생성 미생물들이 35°C 에서 배양 후 *Legionella* 집락을 흉내낸다. 호열성 미생물들은 더 높은 온도에서도 성장하고 *Legionella* spp.는 45°C 이상에서 성장할 수 없기 때문에 이 미생물들은 35°C 와 55°C 에서 나란히 배양하면 구별할 수 있다.

참고문헌(Reference)

1. Fallon J. Oxoid Limited. Culture September 1979, P. 3-4.
2. Feeley J.C., Gibson R.J., Gorman G.W., Langford N.C., Rasheed J.W., Mackel D.C. and Baine W.B. (1979) J. Clin. Micro. 10. 437-441.
3. Feeley J.C. Gorman G.W., Weaver R.E., Mackel D.C. and Smith H.W. (1978) J. Clin. Micro. 8. 320-325.
4. Edelstein P.H. (1981) J. Clin. Micro. 14. 298-303.
5. PHLS Communicable Diseases Report (1983) CDR 83/49.
6. Edelstein P.H. and Edelstein M.A.C. (1991) J. Clin. Microbiol. 29. 190-191.
7. Wadowsky R.M. and Yee R.B. (1981) Clin. Microbiol. Newsletter 4. 768-772.
8. Edelstein P.H. (1982) J. Clin. Micro. 16. 697-699.
9. Vickers R.M., Brown A. and Garrity G.M. (1981) J. Clin. Micro. 13. 380-283.
10. Renner E.D. and Tseng C.H. (1982) Clin. Microbiol. Newsletter 4. 139, 142.
11. Bopp C.A., Sumner J.W., Morris G.K. and Wells J.G. (1981) J. Clin. Micro. 13. 714-719.
12. Vesey G., Dennis P.J., Lee J.V. and West A.A. (1988) J. Appl. Bact. 65. 339-345.

한글 설명서 제개정 1 (2019.06.20.)

수입/기술 지원

(주)메스디아

전화 02-313-4541 / 팩스 02-313-4539

웹 www.mesdia.com / 일반 info@mesdia.com /

학술 techsupport@mesdia.com