

Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base

관련제품

제품번호	제품명	구성
CM0739B	Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base	500 gram

사용목적(Use)

CCDA(SR0155)를 첨가하여 *Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli*, *Campylobacter lariidis*의 분리에 사용;

CAT(SR0174)를 첨가하여 분변에서 호열성 *Campylobacter* 종의 분리에 사용하거나 *Campylobacter upsaliensis*의 회복을 향상시키기 위해 사용.

조성(Typical Formulation)

성분*	gm/litre
Nutrient Broth No.2	25.0
Bacteriological charcoal	4.0
Casein hydrolysate	3.0
Sodium desoxycholate	1.0
Ferrous sulphate	0.25
Sodium pyruvate	0.25
Agar	12.0
pH 7.4 ± 0.2 @ 25°C	
*성능표준을 위해 조절될 수 있음	

조제 (Directions)

CCDA Selective Supplement (SR0155)를 첨가할 경우:

Vial contents (each vial is sufficient for 500ml of medium)	per vial	per litre
Cefoperazone	16mg	32mg
Amphotericin B	5mg	10mg

500ml의 정제수 22.75g의 agar base를 현탁하고 끓여서 완전히 녹인다. 121°C에서 15분간 오토클레이브하여 멸균한다. 50°C로 식힌 후 설명서에 따라 재구성된 1 바이알의 SR0155를 첨가한다. 잘 혼합한 후 무균 페트리 접시에 붓는다. (**Modified CCDA Medium**)

CAT Selective Supplement (SR0174)를 첨가할 경우:

Vial contents (each vial is sufficient for 500ml of medium)	per vial	per litre
Cefoperazone	8.0mg	16.0mg
Teicoplanin	4.0mg	8.0mg
Amphotericin B	10.0mg	20.0mg

500ml의 정제수 22.75g의 agar base를 현탁하고 끓여서 완전히 녹인다. 121°C에서 15분간 오토클레이브하여 멸균한다. 50°C로 식힌 후 설명서에 따라 재구성된 1 바이알의 SR0174를 첨가한다. 잘 혼합한 후 무균 페트리 접시에 붓는다. (**CAT Medium**)

설명(Description)

Modified CCDA Medium은 Bolton 등¹의 기술한 원래 조성에 기반한다. 이 조성에는 혈액이 charcoal, ferrous sulphate, sodium pyruvate로 대체되었다. 원래 조성의 cephazolin을 cefoperazone으로 대체하여 선택성을 향상시켰다². 최근 연구에 의하면 평판을 42°C가 아닌 37°C에서 배양하면 분리율이 더 상승한다고 한다³.

Amphotericin B는 37°C에서 성장이 가능한 효모 및 사상균같은 오염균의 성장을 억제하기 위해 첨가된다.

Modified CCDA Medium 및 Campy-BAP Medium은 호열성인 *campylobacters*의 검출을 위한 신속 colony-lift 방법(한천 배양체막을 블로팅한 후 면역분석을 수행)에서 성능면에서는 동일하다⁵.

Campylobacter 종 6의 보균에 대한 건강한 강아지 및 고양이 실험에서, modified CCDA medium이 적당한 배지이며 *Campylobacter upsaliensis*의 경우에 CAT medium보다 더 생산적이라는 것이 밝혀졌다. Modified CCDA Medium은 비 임상 검체에서 Exeter broth에서 증균 후에 *Campylobacter* spp.의 분리에 적합함이 확인되었다⁷. 영국 MAFF(는 식품에서 *Campylobacter*의 분리를 위한 검증된 방법에서 *Campylobacter* Blood-Free Medium의 사용할 것을 지정하였다⁴.

CAT Medium

*Campylobacter upsaliensis*가 다양한 항생제들에 민감하기 때문에 선택 배지를 이용하여 분변에서 이 미생물을 분리하는 것은 지금까지 어렵었다. 권장되는 분리 방법은 비 선택성 배지에서 막 여과 방법을 사용하는 것이다. 이 방법은 10⁵ CFU/g 이하가 포함된 분변에서 좋은 회수율을 보여주지 못하며¹³, 상대적으로 느리며 기술이 필요한 방법이다.

CAT 첨가제 SR0174는 Aspinall 등¹⁴에 의해 기술된 조성에 기반한다. Charcoal이 포함된 Blood-Free *Campylobacter* Agar Base에 첨가하면 호열성 *Campylobacter* spp.의 분리가 좋아진다. CAT 첨가제는 다른 *campylobacter* 첨가제들에 비해 cefoperazone이 적게 포함되어 있기 때문에 *Campylobacter upsaliensis*의 분리가 선택배지상에서 가능하다. CAT는 *enterococci*를 제외하고 대부분의 Enterobacteriaceae를 억제한다. Teicoplanin은 *enterococci*를 억제하기 위해 사용된다. Amphotericin B는 항균제로써 첨가된다.

추가 연구에 의해 *Campylobacter upsaliensis*를 포함한 호열성 *campylobacters*의 선택적 분리를 위해 막 여과 배양법에 대한 대체 방법으로서 CAT Medium의 효과성이 확인되었다¹⁵.

Atabay, Corry 그리고 On¹⁶는 CAT Medium을 이용하여 소의 분변에서 이전에 보고되지 않은 catalase-음성, urease-양성 *Campylobacter*를 분리하였다. 이 미생물은 Blood-free *Campylobacter* medium(CCDA Medium)에서는 배양되지 않았다.

CAT medium, blood-free media 그리고 반고형 배지의 생산성을 비교한 연구에서 비 선택성 혈액 한천배지상의 막 여과법과 병행하여

CAT medium 을 사용한 경우 아주 많은 수의 *Campylobacter* 및 *Arcobacter* 종들의 회복이 가능한 가장 생산성있는 방법이었다¹⁷.

사용(Technique)

Modified CCDA Medium 의 경우

1. 조제법에 따라 Campylobacter Blood-Free Selective Agar 를 조제한다.
2. 약 0.5g 의 검체를 5ml 의 멸균 0.1% peptone water 에 균 질화하여 10 배 희석한다.
3. 단일의 분리된 집락을 얻기 위해 면봉 스왑으로 조제한 선택 배지에 접종한다.
4. 평판을 약 5-6%산소, 10% 이산화탄소, 84-85% 질소의 대기조건 (CampyGen CN0025 또는 CN0035 사용)에서 37°C 에서 48 시간 동안 배양한다.

Campylobacter 의 집락 모양이 종 수준까지 동정을 위한 가이드라인으로 사용될 수 있다. *Campylobacter jejuni* 균주는 회색의 습하고 평평한 퍼진 집락을 만든다. 일부 균주들은 녹색 색조나 건조한 모습, 금속성 광택이 있거나 없는 모습을 보여준다. *Campylobacter coli* 균주는 크림색 회색, 습하고, 약간 용기된 집락을 보여주는 경향이 있고 종종 뚜렷한 집락을 만든다.

집락은 임상 검체에서 처음에 분리되면 때를 형성하는(swarm) 경향이 있다.

CAT Medium 의 경우, 배양은 비호기적 조건에서 37°C 에서 48-72 시간동안 배양한다.

저장 조건 및 유효기간(Storage conditions and Shelf life)

분말배지: 10-30°C 에서 보관. 라벨에 표시된 유효기한 전 까지 사용
CCDA 첨가제 SR0155: 2~8°C 에서 차광 보관. 라벨에 표시된 유효기한 전 까지 사용.

조제배지 Modified CCDA Medium: 2-8°C 에서 최대 2 주까지 보관.
CAT 첨가제 SR0174 : 2~8°C 에서 차광 보관. 라벨에 표시된 유효기한 전 까지 사용.

성상 (Appearance)

분말배지 : 검정색의 유동성 분말

조제배지 : 검정색 젤

품질관리(Quality Control)

Modified CCDA Medium (37°C 48 시간 배양)	
양성대조균	예상 결과
<i>Campylobacter jejuni</i> ATCC® 33291 *	좋은 성장; 회색 집락
음성대조균	예상 결과
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922 *	성장 없음
CAT Medium	

양성대조균	예상 결과
<i>Campylobacter upsaliensis</i> ATCC® 43954 *	좋은 성장; 창백한 집락
<i>Campylobacter jejuni</i> ATCC® 33291 *	좋은 성장; 회색 집락
음성대조균	예상 결과
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC® 33186	억제됨
* Culti-Loop®로 판매되고 있음	

참고문헌(Reference)

Modified CCDA Medium

1. Bolton, F.J., Hutchinson, D.N. and Coates, D. (1984) J. Clin. Microbiol. 19, 169-171.
2. Hutchinson, D.N. and Bolton, F.J. (1984) J. Clin. Pathol. 34, 956-957
3. Bolton, F.J., Hutchinson, D.N. and Parker, G. (1988) Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 7, 155-160.
4. MAFF Validated Methods for the Analysis of Foodstuffs: Method for the detection of thermotolerant *Campylobacter* in Foods (v30) J. Assoc. Publ. Analysts (1993) 29, 253-262.
5. Rice, B.E., Chinta Lamichhane, Joseph, S.W. and Rollins, D.M. (1996) Clin. Diag. Lab. Immunol. 3, 669-677.
6. Hald, B. and Madsen, M. (1997) J. Clin. Microbiol. 35, 3351-3352.
7. Humphrey, T.J., Martin, K.W. and Mason, M.J. (1997) PHLS Microbiology Digest 13 (2), 86-88.

CAT Medium

8. Atabay, I., Corry, J.E.L., Post, D. 8th International Campylobacter Workshop 1995.
9. Sandstedt, K., Ursing, J., Walder, M. (1983). Curr. Microbiol. 8: 209-213.
10. Sandstedt, K. and Ursing, J. (1991). Sys. Appl. Microbiol. 14: 39-45.
11. Patton, C.M., Shaffer, N., Edmonds, P. et al. (1989). J. Clin. Microbiol. 27: 66-73.
12. Goosens, H., Vlaes, L., Butzler, J.P. et al. (1991). Lancet. 337: 1486-7.
13. Bolton, F.J., Hutchinson, D.N., Parker, G. (1987). J. Clin. Pathol. 40: 702-3.
14. Aspinall, S.T., Wareing, D.R.A., Hayward, P.G. and Hutchinson, D.N. (1993). J. Clin. Pathol. 46: 829-831.
15. Aspinall, S.T., Wareing, D.R.A., Hayward, P.G. and Hutchinson, D.N. (1996). J. Appl. Bact. 80: 667-672.
16. Atabay, H.I., Corry, J.E.L. and On, S.L.W. (1997). Lett. Appl. Microbiol. 24: 59-64.
17. Atabay, H.I., Corry, J.E.L. and Post, D.E. (1996). Campylobacters, Helicobacters and Related Organisms. Newell, D.G., Ketley, J.M. and Feldman, R. A. (eds) Part 1-5. Plenum Press, New York.