



# TTC Solution (0.125%) SR0148A

For laboratory use only



10 x Triphenyltetrazolium chloride (0.125%) 2 ml

Precautions: Use sterile techniques at all times. Do not use beyond stated expiry date.  
 Precauciones: Manipular asépticamente durante todo el procedimiento. No utilizar una vez caducado.  
 Vorsichtsmassnahmen: Nur unter aseptischen Bedingungen arbeiten. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatum verwenden.  
 Précaution: Travailler à chaque fois de manière stérile. Ne pas utiliser après la date d'expiration.  
 Precauzioni: Operare sempre in condizioni di sterilità. Non utilizzare dopo la data di scadenza.  
 Forholdsregel: Anvend steril teknik til hver en tid. Må ikke anvendes ud over den angivne udløbsdato.  
 Försiktighet: Använd alltid sterila tekniker. Använd inte produkterna efter deras utgångsdatumt.  
 Precauções: Utilizar sempre a técnica estéril. Não utilizar depois de ter caducado o prazo de validade indicado.  
 Προφυλάξεις: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε άσηπτη τεχνική. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.  
 注意: 常に滅菌処理を行ってください。記載されている使用期限を過ぎたものは、絶対に使用しないでください。



100 ml 50°C

Sterile medium	Sterilt medie
Del medio estéril	Sterilt medium
Steriles Medium	Meio estéril
Milieu stérile	Στείρο μέσο
Di coltura sterile	滅菌した培地



Tergitol-7 Agar (CM0793)

Mix well  
 Mezclar bien  
 Gut mischen  
 Bien mélanger  
 Mescolare con cura

Bland godt  
 Blanda ordentligt  
 Misturar berr  
 Αναμείξτε καλά  
 良く混和します

Dispense into sterile containers  
 Dispensar en envases estériles  
 In sterile Behältnisse abfüllen  
 Distribuire in contenitori sterili  
 Répartir de façon stérile

Dispensér i sterile beholdere  
 Dispensera i sterila behållare  
 Dispensar em recipientes estéreis  
 Μεταφέρετε σε στείρους περιέκτες  
 滅菌済みの容器に分注してください